

pehamed

DIRADENT

Dental-Prüfkörper-Set für die Abnahme- und Konstanzprüfungen an digitalen, zahnärztlichen Röntgenaufnahmesystemen (Intraoral, Extraoral - Panorama und CEPH) gemäß DIN 6868-151, DIN 6868-5 und QS-RL



Dental Test Phantom for the acceptance and constancy testing of digital dental radiographic equipment (Intraoral, Extraoral - Panorama and CEPH) according to DIN 6868-151, DIN 6868-5 and QS-RL

DIRADENT - Prüfkörper

DIRADENT Test Phantom

Technische Daten:

- Material: PMMA, Aluminium
- Abmessungen: 80 mm x 80 mm x 36 mm (L x B x H)
- Gewicht: 270 g

Technical specifications:

- Material: PMMA, Aluminium
- Dimensions: 80 mm x 80 mm x 36 mm (L x W x H)
- Weight: 270 g

Hochkontrast Bleistrichraster
2,5 / 3,1 / 5,0 LP/mm

4 Niedrigkontrastobjekte



Pb High Contrast resolution line pair
2.5 / 3.1 / 5.0 LP/mm

4 Low Contrast steps

Einschub für CR oder DR Detektor
(34 mm x 44 mm)

Einschub für Dosisdetektor
(23 mm x 55 mm)



Slot for CR oder DR detector
(34 mm x 44 mm)

Slot for dosedetector
(23 mm x 55 mm)

Stecksysteme für Intraoral-oder Panoramageräte



Dismountable for panoramic equipment

Primärabsorber für Panoramageräte (2 Kupferplatten; 0,8 bzw. 1,8 mm dick)



Primary Absorbers for Panorama Equipment (2 copper plates 0.8 resp. 1.8 mm thick)

Phantomhalter für verschiedene Panoramageräte

Phantomholders for various panorama units

