

# pehamed

## DIRADENT

Dental-Prüfkörper-Set für die Abnahme- und Konstanzprüfungen an digitalen, zahnärztlichen Röntgenaufnahmesystemen (Intraoral, Extraoral - Panorama und CEPH) gemäß DIN 6868-151, DIN 6868-5 und QS-RL



Dental Test Phantom for the acceptance and constancy testing of digital dental radiographic equipment (Intraoral, Extraoral - Panorama and CEPH) according to DIN 6868-151, DIN 6868-5 and QS-RL

# DIRADENT - Prüfkörper

# DIRADENT Test Phantom

## Technische Daten:

- Material: PMMA, Aluminium
- Abmessungen: 80 mm x 80 mm x 36 mm (L x B x H)
- Gewicht: 270 g

## Technical specifications:

- Material: PMMA, Aluminium
- Dimensions: 80 mm x 80 mm x 36 mm (L x W x H)
- Weight: 270 g

**Hochkontrast Bleistrichraster**  
2,5 / 3,1 / 5,0 LP/mm

**4 Niedrigkontrastobjekte**



**Pb High Contrast resolution line pair**  
2.5 / 3.1 / 5.0 LP/mm

**4 Low Contrast steps**

**Einschub für CR oder DR Detektor**  
(34 mm x 44 mm)


**Einschub für Dosisdetektor**  
(23 mm x 55 mm)



**Slot for CR oder DR detector**  
(34 mm x 44 mm)

**Slot for dosedetector**  
(23 mm x 55 mm)

**Stecksysteme für Intraoral- oder Panoramageräte**



**Dismountable for panoramic equipment**

**Primärabsorber für Panoramageräte (2 Kupferplatten; 0,8 bzw. 1,8 mm dick)**



**Primary Absorbers for Panorama Equipment (2 copper plates 0.8 resp. 1.8 mm thick)**

**Phantomhalter für verschiedene Panoramageräte**

**Phantomholders for various panorama units**

